

LabView raccourcis clavier

Mouvement d'objet

Maj + Clic gauche	Sélectionne plusieurs objets; ajoute un objet à la sélection actuelle
Ctrl + Clic gauche	Active / désactive un seul objet pour rejoindre ou quitter la sélection actuelle
Touches directionnelles	Déplace les objets sélectionnés d'un pixel à la fois
Maj + Touches directionnelles	Déplace les objets sélectionnés de plusieurs pixels à la fois. Si la grille d'alignement est activée, l'objet se déplacera pour s'aligner avec la grille et se déplacera ensuite par incréments de grille
Maj + Clic gauche + Déplacer la souris	(glisser) Déplace les objets sélectionnés sur un axe
Ctrl + Clic gauche + Déplacer la souris	(faire glisser) Duplique l'objet sélectionné
Ctrl + Maj + Clic gauche + Déplacer la souris	(faire glisser) Duplique l'objet sélectionné et le déplace sur un axe
Maj	(redimensionner) Redimensionne l'objet sélectionné tout en conservant les proportions
Ctrl	(redimensionner) Redimensionne l'objet sélectionné tout en conservant le point central
Ctrl + Maj	(redimensionner) Redimensionne l'objet sélectionné tout en conservant le point central et le rapport hauteur / largeur
Ctrl + Clic gauche + Déplacer la souris	(faites glisser un rectangle) Ajoute plus d'espace de travail à la face-avant ou au diagramme
Ctrl + Alt + Clic gauche + Déplacer la souris	(faites glisser un rectangle) Supprime l'espace de la face-avant ou du diagramme
Ctrl + A	Sélectionne tous les éléments du panneau avant ou du

	diagramme
Ctrl + Maj + A	Effectue la dernière opération d'alignement sur les objets
Ctrl + D	Effectue la dernière opération de distribution sur les objets
Double + Clic gauche	(cliquez sur l'espace libre) Ajoute une étiquette libre à la face-avant ou au diagramme si la sélection automatique d'outil est activée
Ctrl + Molette de la souris vers le haut et la roue vers le bas	Fait défiler les sous-diagrammes d'une structure de cas, d'événement ou de séquence empilée
G	Lorsque vous faites glisser un objet avec la souris, cela active ou désactive momentanément la grille d'alignement
A	Tout en faisant glisser un objet sur le diagramme, cela active ou désactive momentanément le câblage automatique
W	Lors du déplacement d'une sélection sur le diagramme dans ou hors d'une structure, désactive le câblage automatique à travers les limites de la structure
Espace + Clic gauche + Déplacer la souris	(glisser) Désactive les positions d'alignement prédéfinies lors du déplacement d'étiquettes ou de légendes d'objet

Navigation dans l'environnement

LabVIEW

Ctrl + F	Recherche des objets ou du texte
Ctrl + Maj + F	Affiche la fenêtre Résultats de la recherche ou la boîte de dialogue Rechercher les éléments du projet avec les résultats de la recherche précédents
Ctrl + G	Recherche la prochaine instance d'objet ou de texte
Ctrl + Maj + G	Recherche une instance

précédente de VIs, d'objets ou de texte

Ctrl + Tab	Fait défiler les fenêtres LabVIEW dans l'ordre d'apparition des fenêtres à l'écran. L'ordre des fenêtres dépend du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez
Ctrl + Maj + Tab	Fait défiler la direction opposée dans les fenêtres LabVIEW
Ctrl + L	Affiche la fenêtre Liste des erreurs
Ctrl + Maj + W	Affiche la boîte de dialogue Toutes les fenêtres
Ctrl + Maj + B	Affiche la fenêtre du navigateur de classes

Navigation dans les panneaux avant et les schémas fonctionnels

Ctrl + E	Affiche le diagramme ou la fenêtre du panneau avant
Ctrl + Espace	Affiche la boîte de dialogue Dépôt rapide. Sur les claviers chinois, appuyez sur les touches Ctrl-Maj-Espace. (Mac OS X) Appuyez sur les touches Commande-Maj-Espace
Ctrl + #	Active ou désactive l'alignement de la grille. Sur les claviers français, appuyez sur les touches Ctrl- ". (Mac OS) Appuyez sur les touches Commande- *
Ctrl + /	Maximise et restaure la fenêtre
Ctrl + T	Panneau avant de tuiles et fenêtres de diagramme
Ctrl + Maj + N	Affiche la fenêtre de navigation
Ctrl + I	Affiche la boîte de dialogue Propriétés du VI
Ctrl + Y	Affiche la fenêtre Historique

Naviguer dans la fenêtre de hiérarchie des VIs

Ctrl + D	Redessine la fenêtre Hiérarchie du VI
----------	---------------------------------------

Ctrl + A Affiche tous les VIs dans la fenêtre Hiérarchie des VIs

Ctrl + Clic gauche	(cliquez sur VI) Affiche les sous-VIs et autres nœuds qui composent le VI que vous sélectionnez dans la fenêtre Hiérarchie du VI
Entrée	Recherche le nœud suivant qui correspond à la chaîne de recherche après avoir lancé une recherche en tapant dans la fenêtre Hiérarchie du VI
Maj + Entrée	Recherche le nœud précédent qui correspond à la chaîne de recherche après avoir lancé une recherche en tapant dans la fenêtre Hiérarchie du VI

Débogage

Ctrl + Flèche vers le bas	Entrer dans le nœud
Ctrl + Flèche droite	Étapes sur le nœud
Ctrl + Flèche vers le haut	Sort du nœud
Ctrl + Clic gauche	(cliquez sur le fil) En mode exécution, placez une sonde
Clic gauche	(cliquez sur l'espace filaire ou diagramme) En mode exécution, placez un point d'arrêt

Opérations sur les fichiers

Ctrl + N	Ouvre un nouveau VI vierge
Ctrl + O	Ouvre un VI existant
Ctrl + W	Ferme le VI
Ctrl + S	Enregistre le VI
Ctrl + Maj + S	Enregistre tous les fichiers ouverts
Ctrl + P	Imprime la fenêtre
Ctrl + Q	Quitte LabVIEW

Édition de base

Ctrl + Z	Annule la dernière action
Ctrl + Maj + Z	Refait la dernière action

Ctrl + X	Coupe un objet
Ctrl + C	Copie un objet
Ctrl + V	Colle un objet

Aide

Ctrl + H	Affiche la fenêtre d'aide contextuelle
Ctrl + Maj + L	Verrouille la fenêtre d'aide contextuelle
Ctrl + ? ou F1	Affiche l'aide LabVIEW

Outils et palettes

Ctrl	Passe au prochain outil le plus utile
Maj	Passe à l'outil de positionnement
Ctrl + Maj	(sur un espace ouvert) Bascule vers l'outil de défilement
Espace	Bascule entre les deux outils les plus courants si la sélection automatique d'outils est désactivée
Maj + Tab	Permet la sélection automatique des outils
Tab	Fait défiler les quatre outils les plus courants si vous avez désactivé la sélection automatique des outils en cliquant sur le bouton de sélection automatique des outils. Sinon, active la sélection automatique des outils
Touches directionnelles	Navigue dans les palettes de commandes et de fonctions temporaires
Entrée	Navigue dans une palette temporaire
Échap	Quitte une palette temporaire
Maj + Flèche droite + Clic gauche	Affiche une version temporaire de la palette Outils à l'emplacement du curseur

Sous-VIs

Double + Clic gauche	(cliquez sur sous-VI) Affiche le panneau avant du sous-VI
----------------------	---

Ctrl + double + Clic gauche (cliquez sur sous-VI) Affiche le schéma de principe du sous-VI et le panneau avant

Clic gauche + Déplacer la souris (Faites glisser l'icône du VI vers le diagramme) Place ce VI en tant que sous-VI sur le diagramme

Maj + Clic gauche + Déplacer la souris (faites glisser l'icône du VI vers le diagramme) Place ce VI en tant que sous-VI sur le diagramme avec des constantes câblées pour les commandes qui n'ont pas des valeurs par défaut

Ctrl + Flèche droite + Clic gauche (cliquez sur le diagramme et sélectionnez le VI dans la palette) Ouvre la face-avant de ce VI

Exécution

Ctrl + R	Exécute le VI
Ctrl + .	Annule le VI, lorsqu'il est utilisé pendant l'exécution du VI
Ctrl + M	Modifications du mode d'exécution ou d'édition
Ctrl + Clic gauche	(cliquez sur le bouton Exécuter) Recompile le VI actuel
Ctrl + Maj + Clic gauche	(cliquez sur le bouton Exécuter) Recompile tous les VIs en mémoire
Ctrl + Flèche vers le bas	Déplace le focus clé à l'intérieur d'un tableau ou d'un cluster, lorsqu'il est utilisé pendant l'exécution du VI
Ctrl + Flèche vers le haut	Déplace le focus clé en dehors d'un tableau ou d'un cluster, lorsqu'il est utilisé pendant l'exécution du VI
Tab	Navigue dans les commandes ou les indicateurs selon l'ordre de tabulation, lorsqu'il est utilisé pendant l'exécution du VI
Maj + Tab	Navigue vers l'arrière à travers les commandes ou les indicateurs, lorsqu'il est utilisé pendant l'exécution du VI

Câblage

Ctrl + B	Supprime tous les fils cassés dans un VI
Échap ou Clic droit	Annule un fil que vous avez commencé
Clic gauche	(cliquez sur borne) Annule un fil que vous avez commencé
Clic gauche	(cliquez sur le fil) Sélectionne un segment
Double clic	(cliquez sur le fil) Sélectionne une branche
Cliquez trois fois (rapidement)	(cliquez sur le fil) Sélectionne le fil entier
A	Pendant le câblage, désactive temporairement le routage automatique des fils
Double clic	(pendant le câblage) Fixe le fil sans le connecter
Espace	Active / désactive le câblage automatique lors du déplacement d'objets
Maj + Clic gauche	Annule le dernier point où vous avez placé un fil
Ctrl + Clic gauche	(cliquez sur l'entrée sur la fonction avec deux entrées) Commute les deux fils d'entrée
Espace	Bascule la direction d'un fil entre horizontal et vertical

Texte

Double clic	Sélectionne un seul mot dans une chaîne
Cliquez trois fois (rapidement)	Sélectionne une chaîne entière
Ctrl + Flèche droite	Avance dans la chaîne d'un mot lors de l'utilisation de texte comportant des caractères utilisant des octets uniques, tels que les jeux de caractères occidentaux. Avance dans la chaîne d'un caractère lors de l'utilisation de texte contenant des caractères utilisant plusieurs octets, tels que des jeux de caractères asiatiques

Ctrl + Flèche gauche

Reculer d'un mot dans la chaîne lors de l'utilisation de texte dont les caractères utilisent des octets uniques, tels que les jeux de caractères occidentaux. Recule dans la chaîne d'un caractère lors de l'utilisation de texte comportant des caractères utilisant plusieurs octets, tels que des jeux de caractères asiatiques

Debut

Passe au début de la ligne courante dans la chaîne

End

Se déplace à la fin de la ligne actuelle dans la chaîne

Ctrl + Debut

Passe au début de la chaîne entière

Ctrl + End

Se déplace à la fin de la chaîne entière

Maj + Entrée

Ajoute de nouveaux éléments lors de la saisie d'éléments dans les contrôles et constantes de type énuméré, les contrôles et les constantes en anneau ou les structures Case. Dans les constantes de chaîne, appuyez sur les touches Maj-Entrée du clavier pour désactiver le dimensionnement automatique s'il est activé. Si le dimensionnement automatique est désactivé, appuyez sur les touches Maj-Entrée du clavier pour afficher une barre de défilement dans la constante

Ctrl + Maj + Entrée

Duplique le cadre de la structure de cas actuel lors de la modification du nom du cadre actuel

Échap

Annule la modification en cours dans une chaîne

Ctrl + Entrée

Termine la saisie de texte

Ctrl + Maj + =

Augmente la taille de police actuelle

Ctrl + -

Diminue la taille de police actuelle

Ctrl + 0

Affiche la boîte de dialogue Police

Ctrl + 1	Modifications de la police de l'application dans la boîte de dialogue Police	d'édition d'icônes affichant le modèle actuel du panneau de connexion
Ctrl + 2	Modifications de la police système dans la boîte de dialogue Police	Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de l'éditeur d'icônes
Ctrl + 3	Modifications de la police de la boîte de dialogue dans la boîte de dialogue Police	Active / désactive la visibilité de la page Calques
Ctrl + 4	Modifications de la police actuelle dans la boîte de dialogue Police	Crée une nouvelle couche utilisateur
		Supprime les calques utilisateur sélectionnés sur la page Calques

éditeur d'icônes

F	Retourne horizontalement le calque utilisateur sélectionné	Active / désactive la visibilité de la fenêtre d'aide contextuelle
R	Fait pivoter le calque utilisateur sélectionné dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous ne sélectionnez pas de calque, cet outil fait pivoter tous les calques utilisateur	Verrouille la visibilité de la fenêtre d'aide contextuelle
Ctrl + W	Ferme l'édition d'icônes	Ouvre l'aide LabVIEW
Ctrl + Z	Annule la dernière action	
Ctrl + Maj + Z	Refait la dernière action	
Ctrl + X	Coupe la sélection dans le presse-papiers	
Ctrl + C	Copie la sélection dans le presse-papiers	
Ctrl + V	Colle la sélection du presse-papiers	
Ctrl + A	Sélectionne tout.	
Ctrl + D	Désélectionne tout	
Ctrl + Maj + Suppr	Supprime tout. Cela comprend la suppression du modèle, la suppression de tout le texte de l'icône et la suppression de toutes les couches utilisateur	
Ctrl + U	Supprime toutes les couches utilisateur	
Ctrl + F	Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de l'éditeur d'icônes sur la page Outil de texte	
Ctrl + T	Active / désactive la visibilité d'une superposition dans la zone	

Dernière modification: 14/12/2020 08:07:19

Plus d'information: defkey.com/fr/labview-raccourcis-clavier

[Personnalisez ce PDF...](#)