



LabView klavye kısayolları

Nesne hareketi

Shift + Sol tıklama	Birden çok nesne seçer; mevcut seçime nesne ekler
Ctrl + Sol tıklama	Tek bir nesneyi mevcut seçime katmak veya bu seçimden çıkarmak için değiştirir
Ok tuşları	Seçili nesneleri her seferinde bir piksel taşır
Shift + Ok tuşları	Seçilen nesneleri bir seferde birkaç piksel taşır. Hizalama ızgarası etkinleştirilirse, nesne ızgarayla hizalamak için hareket eder ve bundan sonra ızgara artışlarıyla hareket eder
Shift + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	(sürükleyin) Seçili nesneleri bir ekseninde hareket ettirir
Ctrl + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	(sürükleyin) Seçili nesneyi çoğaltır
Ctrl + Shift + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	(sürükleyin) Seçili nesneyi çoğaltır ve bir ekseninde hareket ettirir
Shift	(yeniden boyutlandırırken) En boy oranını korurken seçili nesneyi yeniden boyutlandırır
Ctrl	(yeniden boyutlandırırken) Merkez noktasını korurken seçili nesneyi yeniden boyutlandırır
Ctrl + Shift	(yeniden boyutlandırırken) Merkez noktasını ve en boy oranını korurken seçili nesneyi yeniden boyutlandırır
Ctrl + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	(bir dikdörtgeni sürükleyin) Ön panele veya blok diyagrama daha fazla çalışma alanı ekler
Ctrl + Alt + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	(bir dikdörtgeni sürükleyin) Ön panelden veya blok diyagramdan boşluğu kaldırır
Ctrl + A	Tüm ön panel veya blok diyagram öğelerini seçer
Ctrl + Shift + A	Nesneler üzerinde son hizalama işlemini gerçekleştirir
Ctrl + D	Nesneler üzerinde son dağıtım işlemini gerçekleştirir

Double + Sol tıklama

(açık alana tıklayın) Otomatik araç seçimi etkinse, ön panele veya blok şemaya boş bir etiket ekler

Ctrl + Çarkı yukarı ve aşağı döndürme

Bir Vakanın, Olayın veya Yığınlanmış Sıra yapısının alt diyagramlarında gezinir

G

Fareyle bir nesneyi sürüklerken, bu, hizalama ızgarasını anlık olarak açar veya kapatır

A

Bir nesneyi blok diyagram üzerinde sürüklerken, bu anlık olarak otomatik kablolamayı açar veya kapatır

W

Blok diyagramdaki bir seçimi yapının içine veya dışına sürüklerken, yapı sınırları boyunca otomatik kablolamayı kapatır

Space + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme

(sürükleyin) Nesne etiketlerini veya resim yazılarını taşırken önceden ayarlanmış hizalama konumlarını devre dışı bırakır

LabVIEW ortamında gezinti

Ctrl + F	Nesneleri veya metni bulur
Ctrl + Shift + F	Önceki arama sonuçlarıyla birlikte Arama Sonuçları penceresini veya Proje Öğelerini Bul iletişim kutusunu görüntüler
Ctrl + G	Nesne veya metnin sonraki örneğini arar
Ctrl + Shift + G	Önceki VI, nesne veya metin örneğini arar
Ctrl + Tab	Pencerelerin ekranda görünme sırasına göre LabVIEW pencereleri arasında geçiş yapar. Pencerelerin sırası, kullandığınız pencere yöneticisine bağlıdır.
Ctrl + Shift + Tab	LabVIEW pencerelerinde ters yöne döner
Ctrl + L	Hata Listesi penceresini görüntüler
Ctrl + Shift + W	Tüm Windows iletişim kutusunu görüntüler

Ctrl + Shift + B	Sınıf Tarayıcısı penceresini görüntüler
------------------	---

Ön panellerde ve blok şemalarda gezinme

Ctrl + E	Blok şemasını veya ön panel penceresini görüntüler
Ctrl + Space	Hızlı Bırak iletişim kutusunu görüntüler. Çince klavyelerde Ctrl-Shift-Space tuşlarına basın. Mac OS X'te Command-Shift-Space tuşlarına basın
Ctrl + #	Izgara hizalamasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Fransızca klavyelerde Ctrl - " tuşlarına basın. Mac OS'ta Command - * tuşlarına basın
Ctrl + /	Pencereyi büyütür ve geri yükler
Ctrl + T	Ön paneli ve blok diyagram pencerelerini döşer
Ctrl + Shift + N	Gezinti penceresini görüntüler
Ctrl + I	VI Özellikleri iletişim kutusunu görüntüler
Ctrl + Y	Geçmiş penceresini görüntüler

VI hiyerarşi penceresinde gezinme

Ctrl + D	VI Hiyerarşi penceresini yeniden çizer
Ctrl + A	VI Hiyerarşi penceresinde tüm VI'leri gösterir
Ctrl + Sol tıklama	(VI'ya tıklayın) VI Hiyerarşi penceresinde seçtiğiniz VI'yı oluşturan alt VI'ları ve diğer düğümleri görüntüler
Enter	VI Hierarchy penceresine yazarak bir arama başlattıktan sonra arama dizesiyle eşleşen sonraki düğümü bulur
Shift + Enter	VI Hierarchy penceresine yazarak bir arama başlattıktan sonra arama dizesiyle eşleşen önceki düğümü bulur

Hata ayıklama

Ctrl + Aşağı ok	Düğüm içerisine adımlar
Ctrl + Sağ ok	Düğüm üzerinden adımlar
Ctrl + Yukarı ok	Düğümünden dışarı adımlar
Ctrl + Sol tıklama	(tele tıklayın) Çalışma modunda bir prob yerleştirin
Sol tıklama	(tel veya blok diyagram alanına tıklayın) Çalışma modunda bir kesme noktası yerleştirin

Dosya işlemleri

Ctrl + N	Yeni, boş bir VI açar
Ctrl + O	Mevcut bir VI açar
Ctrl + W	VI'yı kapatır
Ctrl + S	VI'yı kaydeder
Ctrl + Shift + S	Tüm açık dosyaları kaydeder
Ctrl + P	Pencereyi yazdırır
Ctrl + Q	LabVIEW'den çıkar

Temel düzenleme

Ctrl + Z	Son eylemi geri alır
Ctrl + Shift + Z	Son eylemi yeniden yapar
Ctrl + X	Bir nesneyi keser
Ctrl + C	Bir nesneyi kopyalar
Ctrl + V	Bir nesneyi yapıştırır

Yardım

Ctrl + H	Bağlam Yardımı penceresini görüntüler
Ctrl + Shift + L	Bağlam Yardım penceresini kilitlet
Ctrl + ? veya F1	LabVIEW Yardımını görüntüler

Araçlar ve paletler

Ctrl	Bir sonraki en kullanışlı araca geçer
Shift	Konulandırma aracına geçer
Ctrl + Shift	(açık alan üzerinde) Kaydırma aracına geçiş yapar
Space	Otomatik araç seçimi devre dışı bırakılırsa en yaygın iki araç arasında geçiş yapar

Shift + Tab	Otomatik araç seçimini etkinleştirir
Tab	Otomatik araç seçimi düğmesini tıklayarak otomatik araç seçimini devre dışı bıraktıysanız, en yaygın dört araç arasında geçiş yapar. Aksi takdirde, otomatik takım seçimini etkinleştirir
Ok tuşları	Geçici Denetimler ve İşlevler paletlerinde gezinir
Enter	Geçici bir palete gider
Esc	Geçici bir paletin dışına çıkar
Shift + Sağ ok + Sol tıklama	İmlecin bulunduğu yerde Araçlar paletinin geçici bir sürümünü görüntüler

SubVI'lar

Double + Sol tıklama	(subVI'ya tıklayın) SubVI ön paneli görüntüler
Ctrl + double + Sol tıklama	(subVI'ya tıklayın) SubVI blok şemasını ve ön paneli görüntüler
Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	(Blok diyagramı için VI simgesini sürükleyin) VI'yı blok diyagram üzerinde bir subVI olarak yerleştirir
Shift + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	(blok diyagramı için VI simgesini sürükleyin) Varsayılan olmayan değerlere sahip kontroller için bağlanmış sabitlerle blok diyagram üzerinde bir subVI olarak VI'yı yerleştirir
Ctrl + Sağ ok + Sol tıklama	(blok diyagramına tıklayın ve paletten VI'yı seçin) Bu VI'nın ön panelini açar

Yürütme

Ctrl + R	VI'yı çalıştırır
Ctrl + .	VI çalışırken kullanıldığında, VI'yı iptal eder
Ctrl + M	Çalıştırma veya düzenleme modunda yapılan değişiklikler
Ctrl + Sol tıklama	(Çalıştır düğmesine tıklayın) Mevcut VI'yı yeniden derler
Ctrl + Shift + Sol tıklama	(Çalıştır düğmesine tıklayın) Bellekteki tüm VI'leri yeniden

	derler
Ctrl + Aşağı ok	VI çalışırken kullanıldığında ana odağı bir dizi veya küme içine taşır
Ctrl + Yukarı ok	VI çalışırken kullanıldığında temel odağı bir dizi veya kümenin dışına taşır
Tab	VI çalışırken kullanıldığında sekme sırasına göre kontroller veya göstergeler arasında gezinir
Shift + Tab	VI çalışırken kullanıldığında kontroller veya göstergeler arasında geri gider

Kablolama

Ctrl + B	VI'daki tüm kırık telleri siler
Esc veya Sağ tıklama	Başladığınız bir teli iptal eder
Sol tıklama	(terminali tıklayın) Başladığınız bir teli iptal eder
Sol tıklama	(tıklama teli) Bir segment seçer
Çift tıklama	(teli tıklayın) Bir dal seçer
Üç kez tıklayın (hızla)	(teli tıklayın) Telin tamamını seçer
A	Kablolama sırasında otomatik kablo yönlendirmeyi geçici olarak devre dışı bırakır
Çift tıklama	(kablolama sırasında) Kabloyu bağlamadan aşağı doğru çeker
Space	Nesneleri taşıırken otomatik kablolamayı değiştirir
Shift + Sol tıklama	Tel ayarladığınız son noktayı geri alır
Ctrl + Sol tıklama	(iki girişli işlevdeki girişi tıklayın) İki giriş kablosunu değiştirir
Space	Bir telin yönünü yatay ve dikey arasında değiştirir

Metin

Çift tıklama	Bir dizedeki tek bir kelimeyi seçer
Üç kez tıklayın (hızla)	Tüm bir dizeyi seçer

Ctrl + Sağ ok	Batı karakter kümeleri gibi tek bayt kullanan karakterlere sahip metin kullanıldığında dizede bir sözcük ileri gider. Asya karakter kümeleri gibi birden çok bayt kullanan karakterlere sahip metin kullanırken dizede bir karakter ileri gider
Ctrl + Sol ok	Batı karakter kümeleri gibi tek bayt kullanan karakterlere sahip metin kullanıldığında dizede bir sözcük geriye doğru gider. Asya karakter kümeleri gibi birden çok bayt kullanan karakterlere sahip metin kullanırken dizede bir karakter geriye doğru hareket eder
Home	Dizede geçerli satırın başına gider
End	Dizede mevcut satırın sonuna gider
Ctrl + Home	Tüm dizenin başına gider
Ctrl + End	Dizenin tamamının sonuna gider
Shift + Enter	Numaralandırılmış tür kontrollerine ve sabitlerine, halka kontrollerine ve sabitlerine veya Case yapılarına öğeler girerken yeni öğeler ekler. Dize sabitlerinde, etkinleştirilmişse otomatikleştirmeyi devre dışı bırakmak için klavyede Shift-Enter tuşlarına basın. Otomatik boyutlandırma devre dışıysa, sürekli olarak bir kaydırma çubuğu görüntülemek için klavyede Shift-Enter tuşlarına basın.
Ctrl + Shift + Enter	Geçerli çerçevenin adını düzenlerken mevcut vaka yapısı çerçevesini çoğaltır
Esc	Bir dizedeki mevcut düzenlemeyi iptal eder
Ctrl + Enter	Metin girişini bitirir
Ctrl + Shift + =	Mevcut yazı tipi boyutunu büyütür
Ctrl + -	Mevcut yazı tipi boyutunu küçültür

Ctrl + 0	Yazı Tipi iletişim kutusunu görüntüler
Ctrl + 1	Yazı Tipi iletişim kutusunda Uygulama yazı tipinde yapılan değişiklikler
Ctrl + 2	Yazı Tipi iletişim kutusundaki Sistem yazı tipinde yapılan değişiklikler
Ctrl + 3	Yazı Tipi iletişim kutusunda İletişim kutusu yazı tipinde yapılan değişiklikler
Ctrl + 4	Yazı Tipi iletişim kutusundaki mevcut yazı tipinde yapılan değişiklikler

Simge düzenleyici

F	Seçili kullanıcı katmanını yatay olarak çevirir
R	Seçili kullanıcı katmanını saat yönünde döndürür. Bir katman seçmezseniz, bu araç tüm kullanıcı katmanlarını döndürür
Ctrl + W	Icon Editon'u kapatır
Ctrl + Z	Son eylemi geri alır
Ctrl + Shift + Z	Son eylemi yeniden yapar
Ctrl + X	Seçimi panoya keser
Ctrl + C	Seçimi panoya kopyalar
Ctrl + V	Seçimi panodan yapıştırır
Ctrl + A	Her şeyi seçer
Ctrl + D	Her şeyin seçimini kaldırır
Ctrl + Shift + Del	Her şeyi siler. Buna Şablonun kaldırılması, tüm Simge Metninin silinmesi ve tüm Kullanıcı Katmanlarının silinmesi dahildir.
Ctrl + U	Tüm Kullanıcı Katmanlarını siler
Ctrl + F	Simge Düzenleyici Özellikleri iletişim kutusunu Metin Aracı sayfasına açar
Ctrl + T	Geçerli bağlayıcı bölme desenini gösteren Simge Düzenleme Alanındaki bir kaplamanın görünürliğini değiştirir
Ctrl + P	Simge Düzenleyici Özellikleri iletişim kutusunu açar

Ctrl + L	Katmanlar sayfasının görünürlüğünü değiştirir
Ctrl + N	Yeni bir kullanıcı katmanı oluşturur
Ctrl + Del	Katmanlar sayfasındaki seçili kullanıcı katmanlarını siler
Ctrl + H	Bağlam Yardımı penceresinin görünürlüğünü değiştirir
Ctrl + Shift + L	Bağlam Yardımı penceresinin görünürlüğünü kilitler
Ctrl + ?	LabVIEW Yardımını açar

Son değişiklik: 14.12.2020 08:07:19

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/labview-klavye-kisayollari

[Bu PDF'yi özelleştir...](#)