

# CEREC 4.0x raccourcis clavier

## Général

Ctrl + N	Nouveau cas
Ctrl + S	Enregistrer
Ctrl + Alt + S	Enregistrer sous
Ctrl + I	Importer
Ctrl + E	Exporter
F1	Aide
Ctrl + F1	Phase administrative
Ctrl + F2	Phase d'acquisition
Ctrl + F3	Phase de modèle
Ctrl + F4	Phase de conception
Ctrl + F5	Phase de broyage
Ctrl + F6	Possibilités de configuration
Alt + F4	Quitter le programme

Source : [patronsonsupport.custhelp.com](http://patronsonsupport.custhelp.com)

Dernière modification: 17/06/2022 08:20:14

Plus d'information: [defkey.com/fr/cerec-4-0x-raccourcis-clavier](http://defkey.com/fr/cerec-4-0x-raccourcis-clavier)

[Personnalisez ce PDF...](#)

## Phase d'acquisition

1	Mâchoire inférieure
2	Mâchoire supérieure
3	Buccal
4	BioRéf inférieure
5	Tige BioRef
6	BioCopie inférieure
7	Tige BioCopy
Flèche vers le haut	Aller au catalogue d'images suivant à droite
Flèche vers le bas	Aller au catalogue d'images suivant à gauche
Espace	Activer/désactiver la caméra

## Phase de conception

Espace	(dans l'outil Formulaire) Basculer entre Supprimer, Lisser, Ajouter
Espace	(dans l'outil Déplacer) Basculer entre Position/Rotation
Espace	Basculer entre l'outil de forme anatomique et circulaire

## Phase de broyage

Espace	(dans l'outil Déplacer) Basculer entre l'outil Position/Rotation
--------	--