

Merge PACS Workstation raccourcis clavier

Actions d'examen sans image

Alt + A	À l'échelle du système: lancez Merge Messenger
Alt + K	À l'échelle du système: afficher le raccourci clavier attribué
Alt + L	Ouvrir une nouvelle étude locale
Alt + M	Ouvrir les pages de gestion
Alt + Q	Ouvrir une nouvelle recherche par requête
Alt + R	Ouvrir une nouvelle liste de travail RealTime
Alt + T	Ouvrir une nouvelle liste de travail d'enseignement
Alt + V	Ouvrir un nouveau vu récemment
Ctrl + L	Passer à l'étude locale
Ctrl + P	Passer au dossier patient
Ctrl + Q	Passer à la recherche par requête
Ctrl + R	Passer à la liste de travail RealTime
Ctrl + T	Passer à la liste de travail d'enseignement
Ctrl + V	Passer à la dernière vue
Ctrl + X	À l'échelle du système: fermer l'application

Dernière modification: 16/08/2020 08:28:27

Plus d'information: defkey.com/fr/merge-pacs-workstation-raccourcis-clavier

[Personnalisez ce PDF...](#)