

CEREC 4.0x klavye kısayolları

Genel

Ctrl + N	Yeni hasta
Ctrl + S	Kaydet
Ctrl + Alt + S	Farklı kaydet
Ctrl + I	İçe aktar
Ctrl + E	Dışa aktar
F1	Yardım
Ctrl + F1	Yönetim aşaması
Ctrl + F2	Edinme aşaması
Ctrl + F3	Model aşaması
Ctrl + F4	Tasarım aşaması
Ctrl + F5	Frezeleme aşaması
Ctrl + F6	Yapılandırma seçenekleri
Alt + F4	Programdan çık

Edinme aşaması

1	Alt çene
2	Üst çene
3	Bukkal
4	BioRef alt
5	BioRef üst
6	BioCopy alt
7	BioCopy üst
Yukarı ok	Sağdaki sonraki resim kataloğuna git
Aşağı ok	Soldaki sonraki resim kataloğuna git
Space	Kamerayı aç/kapat

Tasarım aşaması

Space	(Form aracında) Kaldır, Düzgünleştir, Ekle arasında geçiş yap
Space	(Taşı aracında) Konum/Döndür arasında geçiş yap
Space	Anatomik ve Dairesel şekil aracı arasında geçiş yap

Frezeleme aşaması

Space	(Taşı aracında)
-------	-----------------

Konumlandırma/Döndürme aracı arasında geçiş yapın

Kaynak: pattersonsupport.custhelp.com

Son değişiklik: 17.06.2022 08:20:14

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/cerec-4-0x-klavye-kisayollari

[Bu PDF'yi özelleştir...](#)