

BioGun: Clinical Trial raccourcis clavier

Clavier

A	Aller à gauche
D	Aller à droite
W	Flotter
E	Interagir
Molette de la souris le haut	Cycle l'arme
Molette de la souris vers le bas	Chute automatique
Espace	Sauter
Maj	Dash
Q	Réparation cellulaire
F	Capturer la capsule
S	Analyser
Clic gauche	Feu primaire
Clic droit	Feu secondaire
Verr Maj	Surmultipliée
1	Cytoblaster
2	Pistolet 2
3	Pistolet 3
4	Pistolet 4

Les commandes du clavier peuvent être remappées dans les options de jeu.

Manette Xbox

Bâton de pouce gauche	Mouvement
Bâton de pouce droit	Aim
D-pad left and right	Cycle l'arme
D-pad - vers le haut	Interagir
D-pad - vers le bas	Enzyme
Joystick gauche - appuyez	Mini-carte
Bouton X	Capacités atomiques
Bouton A	Sauter
Bouton Y	Capsule de capture
Bouton B	Réparation cellulaire

LB (pare-chocs gauche)	Sauter
RB (pare-chocs droit)	Dash
RT (déclencheur gauche)	Flotter
RT (déclencheur droit)	Feu secondaire
Bouton Afficher	Sous-menu
Bouton de menu	Menu Pause

Les boutons peuvent être remappés dans les options de jeu.

Dernière modification: 29/01/2024 14:50:10

Plus d'information: defkey.com/fr/biogun-clinical-trial-raccourcis-clavier

[Personnalisez ce PDF...](#)